

ПАМЯТКА

по санобработке набора инструментов

Внимание!	Новый инструмент перед первым применением должен пройти все этапы обработки (дезинфекцию, предстерилизационную очистку, стерилизацию) аналогично инструменту бывшему в употреблении. Средства должны использоваться рекомендованные производителем или аналогичные по свойствам, в том числе pH. При использовании со средствами и препаратами, вызывающими коррозию (нитрат серебра, препараты йода, соединения, содержащие ртуть и пр.), остатки этих веществ должны быть немедленно удалены с поверхности инструмента при завершении процедуры. Запрещается использовать высоко-кислотные или высоко-щелочные средства для дезинфекции, в частности хлоросодержащие вещества, виркон, анализы, катализаторы и растворы, содержащие перекись водорода. Запрещается использовать щетки из металла, щетины или материалов, которые могли бы нанести ущерб изделию.
Ограничения при проведении повторной обработки	Повторная обработка не ухудшает свойств изделий при соблюдении режимов температуры и времени. Окончание срока службы определяется механическими повреждениями, экономической нецелесообразностью восстановления или невозможностью повторной заточки режущих кромок инструментов. Средний срок службы инструментов - 2 года.
Инструкции	
Дезинфекция	Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде, каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором. Дезинфекция должна проводиться воздушным или химическим (с использованием 1% раствора хлорамина) методами согласно МУ-287-113. Метод дезинфекции: - химический метод: изделия помещают на 30 минут в 1% раствор хлорамина; - воздушный метод: проводят сухим горячим воздухом при температуре $120 \pm 3^\circ\text{C}$, время выдержки 45 мин. По окончании дезинфекционной выдержки изделия промывают проточной водой.
Предстерилизационная очистка (ПСО)	<i>Очистка механизированным (автоматизированным) способом.</i> Оборудование: Моечно-дезинфицирующая машина Методика проведения должна соответствовать инструкции по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию (моечно-дезинфекционной машины) и дезинфицирующим средствам рекомендованным производителем к применению. Перед загрузкой инструменты должны быть разобраны, отверстия прочищены с поверхностей должны быть удалены следы загрязнения. Не перегружайте перфорированные лотки и тщательно промывайте инструмент.

	Для окончательной промывки инструмента следует использовать стерильную и деминерализованную воду для предотвращения появления водяных пятен. После разгрузки необходимо проверить инструмент на предмет полного удаления видимого загрязнения. При необходимости следует повторить цикл или использовать ручной способ очистки. <i>Очистка ручным способом в соответствии МУ-287-113.</i> <i>Оборудование: Дезинфицирующее средство Велтолен (Ph7,3-8,3), щетки, проточная и дистиллированная вода. Дезинфицирующий раствор следует использовать в соответствии с инструкцией по его применению.</i> 1. Инструменты ополоснуть проточной для удаления следов загрязнения. Оставшиеся загрязнения тщательно отмыывают с помощью с помощью механических средств (ерши, щетки, салфетки марлевые и прочее); 2. Инструменты замачиваются в моющем растворе при полном погружении изделия в течение 60 минут. 3. Мойка каждого изделия в моющем растворе при помощи щетки или ватно-марлевого тампона в течение 1 минуты. 4. Ополаскивание проточной водой в течение 1 минуты. Необходимо проверить прохождение воды через сквозные отверстия, а также заполнение и освобождение глухих отверстий. 5. Ополаскивание дистиллированной водой в течение 0,5 минуты. Кроме перечисленных дезинфицирующих материалов допускается применение аналогичных материалов, использование которых может дать сопоставимый эффект. Моющие и дезинфицирующие средства должны быть предназначены для использования с изделиями медицинского назначения.
Сушка	Сушка горячим воздухом до полного исчезновения влаги. Температура не должна превышать (85±5)°C.
Стерилизация	Стерилизация осуществляется паровым методом согласно МУ-287 113 при номинальном значении давления пара в паровом стерилизаторе (автоклав) (0,20±0,02) МПа и температуре стерилизации (132±2)°C в течение 20 мин.
Хранение	Воздух помещения для хранения изделий не должен содержать пары кислот и щелочей. Инструменты следует хранить на соответствующих подставках, помещенных в специальные контейнеры. Не рекомендуется хранить инструменты в стопке, соприкасающиеся друг с другом, что может привести к повреждениям, в том числе режущих кромок.
Дополнительная информация	При стерилизации различного инструмента в одном автоклавном цикле убедитесь, что не превышена максимальная загрузка, указанная изготовителем стерилизационного оборудования. Повторная обработка изделий производится в соответствии с рекомендациями производителя и режимами согласно МУ 287-113.