



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 15:45 13.02.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 196195;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04341653 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04341653);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 13.02.2026;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 13.02.2026;
6. Период действия версии: с 13.02.2026;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Имплантаты для остеосинтеза по ТУ 32.50.22-009-05911137-2024 Состав:
I. Имплантаты для остеосинтеза по ТУ 32.50.22-009-05911137-2024 - не более 1000 шт./уп., в составе:
 1. Винт кортикальный - не более 1000 шт., модели:
 - 1.1. Винт кортикальный 2,4 мм, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.
 - 1.2. Винт кортикальный 2,4 мм, T8, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.
 - 1.3. Винт кортикальный 2,7 мм, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.
 - 1.4. Винт кортикальный 2,7 мм, T8, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.
 - 1.5. Винт кортикальный низкопрофильный 3,5 мм, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм.

1.6. Винт кортикальный 3,5 мм, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм.

1.7. Винт кортикальный 3,5 мм, S2,5, нержавеющая сталь, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

1.8. Винт кортикальный 3,5 мм, T15, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм.

1.9. Винт кортикальный стягивающий 3,5 мм, S2,5, длина: 14 мм, 18 мм, 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм.

1.10. Винт кортикальный 4,5 мм, S3,5, длина: 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм.

1.11. Винт кортикальный 4,5 мм, S3,5, нержавеющая сталь, длина: 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

1.12. Винт кортикальный стягивающий 4,5 мм, S3,5, длина: 22 мм, 26 мм, 30 мм, 34 мм, 38 мм, 42 мм, 46 мм, 50 мм, 54 мм, 58 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм.

1.13. Винт кортикальный маллеоллярный 4,5 мм, S3,5, длина: 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм.

2. Винт спонгиозный - не более 1000 шт., модели:

2.1. Винт спонгиозный 4,0 мм, короткая резьба, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм.

2.2. Винт спонгиозный 4,0 мм, сплошная резьба, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм.

2.3. Винт спонгиозный канюлированный 5,0 мм, S3,5, длина: 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм.

2.4. Винт спонгиозный канюлированный 5,0 мм, T15, длина: 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм.

2.5. Винт спонгиозный 6,5 мм, резьба 16 мм, S3,5, длина: 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

2.6. Винт спонгиозный 6,5 мм, резьба 32 мм, S3,5, длина: 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

2.7. Винт спонгиозный 6,5 мм, сплошная резьба, S3,5, длина: 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм.

2.8. Винт спонгиозный канюлированный 7,3 мм, резьба 16 мм, S4, длина: 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

2.9. Винт спонгиозный канюлированный 7,3 мм, резьба 32 мм, S4, длина: 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

2.10. Винт спонгиозный канюлированный 7,3 мм, сплошная резьба, S4, длина: 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

3. Винт блокируемый - не более 1000 шт., модели:

3.1. Винт блокируемый 2,3 мм, шлиц квадрат 1,2 мм, длина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм.

3.2. Винт блокируемый 2,4 мм, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.

3.3. Винт блокируемый 2,4 мм, T8, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.

3.4. Винт блокируемый 2,7 мм, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.

3.5. Винт блокируемый 2,7 мм, T8, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.

3.6. Винт блокируемый 3,5 мм, S2,5, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм.

3.7. Винт блокируемый 3,5 мм, S2,5, нержавеющая сталь, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм, 125 мм, 130 мм.

3.8. Винт блокируемый 3,5 мм, T15, длина: 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм.

3.9. Винт блокируемый 5,0 мм, S3,5, длина: 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм.

4. Пластина - не более 1000 шт., модели:

4.1. Пластина прямая 1/3 трубки 3,5 мм, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий, 10 отверстий, 11 отверстий, 12 отверстий.

4.2. Пластина прямая реконструктивная 3,5 мм, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий.

- 4.3. Пластина тазовая реконструктивная без у/с 3,5 мм, нержавеющая сталь, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий, 18 отверстий, 20 отверстий.
- 4.4. Пластина бедренная перипротезная 5,0 мм, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий.
- 4.5. Пластина для ключицы S-образная 3,5 мм, длинная/короткая, правая/левая, 6 отверстий.
- 4.6. Пластина восьмиобразная изогнутая 5,0 мм, малая/большая, 2 отверстия.
- 4.7. Пластина восьмиобразная 5,0 мм, малая/большая, 2 отверстия.
- 4.8. Пластина прямая узкая малая 3,5 мм, 5 отверстий, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий, 10 отверстий, 11 отверстий, 12 отверстий .
- 4.9. Пластина прямая узкая 4,5 мм, 5 отверстий, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий, 10 отверстий, 11 отверстий, 12 отверстий, 13 отверстий, 14 отверстий, 15 отверстий, 16 отверстий .
- 4.10. Пластина прямая широкая 4,5 мм, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий, 10 отверстий, 11 отверстий, 12 отверстий, 13 отверстий, 14 отверстий, 15 отверстий, 16 отверстий.
- 4.11. Пластина Т-образная малая 3,5 мм, 3 отверстия, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий.
- 4.12. Пластина Т-образная косая 3,5 мм, правая/левая, 3 отверстия, 4 отверстия, 5 отверстий.
- 4.13. Пластина прямая Т-образная 4,5 мм, 3 отверстия, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий.
- 4.14. Пластина прямая Т-образная опорная 4,5 мм, 3 отверстия, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий.
- 4.15. Пластина Y-образная 3,5 мм, правая/левая, 12 отверстий.
- 4.16. Пластина прямая L-образная 4,5 мм, правая/левая, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий.
- 4.17. Пластина прямая L-образная опорная 4,5 мм, правая/левая, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий.
- 4.18. Пластина опорная ложковидная 3,5 мм, 8 отверстий, 9 отверстий.
- 4.19. Пластина опорная ""лист клевера"" 3,5 мм, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий.
- 4.20. Пластина пяточная 3,5 мм, правая/левая, 14 отверстий.
- 4.21. Пластина крючковидная для ключицы 3,5 мм, высота крючка 15 мм, 18 мм, правая/левая, 5 отверстий.
- 4.22. Пластина мышцелковая для дистального отдела плеча 3,5/4,5 мм, правая/левая, 9 отверстий.
- 4.23. Пластина с ограниченным контактом мышцелковая для бедра 4,5 мм, правая/левая, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий.
- 4.24. Пластина с ограниченным контактом мышцелковая для голени 4,5 мм, правая/левая, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий.
- 4.25. Пластина угловая малая 3,5 мм, 110 градусов, нержавеющая сталь, клинок: 20 мм, 30 мм, 35 мм.
- 4.26. Пластина угловая малая 4,5 мм, 110 градусов, нержавеющая сталь, клинок: 45 мм, 55 мм, 60 мм.
- 4.27. Пластина угловая малая 3,5 мм, 135 градусов, нержавеющая сталь, клинок: 30 мм, 35 мм.
- 4.28. Пластина угловая малая 4,5 мм, 135 градусов, нержавеющая сталь, клинок: 40 мм, 45 мм, 55 мм.

- 4.29. Пластина для лучевой кости двухколонная с у/с 2,4 мм, правая/левая, 6+2 отверстия, 6+3 отверстия, 6+4 отверстия, 6+5 отверстий.
- 4.30. Пластина для лучевой кости двухколонная с у/с 2,4 мм, правая/левая, 7+2 отверстия, 7+3 отверстия, 7+4 отверстия, 7+5 отверстий.
- 4.31. Пластина для дистального отдела лучевой кости с у/с 2,3 мм, правая/левая, 5+3 отверстия, 5+4 отверстия, 5+5 отверстий, 5+6 отверстий.
- 4.32. Пластина прямая малая метафизарная с у/с 3,5 мм, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий.
- 4.33. Пластина реконструктивная прямая с у/с 3,5 мм, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий.
- 4.34. Пластина медиальная для дистальной голени с у/с 3,5 мм, правая/левая, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий.
- 4.35. Пластина для шейки плеча с у/с 3,5 мм, 3 отверстия, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий.
- 4.36. Пластина 1/3 трубки с у/с 3,5 мм, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий, 9 отверстий, 10 отверстий, 11 отверстий, 12 отверстий.
- 4.37. Пластина реконструктивная пяточная с у/с 3,5 мм, короткая/длинная, правая/левая, 15 отверстий.
- 4.38. Пластина проксимальная для большого вертела бедренной кости с у/с 3,5 мм, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий.
- 4.39. Пластина прямая широкая с у/с 5,0 мм, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий.
- 4.40. Пластина прямая узкая с у/с 3,5 мм, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий.
- 4.41. Пластина прямая узкая комбинированная с у/с 3,5 мм, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий.
- 4.42. Пластина для дистального отдела плечевой кости медиальная с у/с 2,7/3,5 мм, правая/левая, 3 отверстия, 5 отверстий, 7 отверстий, 9 отверстий.
- 4.43. Пластина для дистального отдела плечевой кости дорсолатеральная с упором с у/с 2,7/3,5 мм, правая/левая, 3 отверстия, 5 отверстий, 7 отверстий, 9 отверстий.
- 4.44. Пластина для дистального отдела плечевой кости дорсолатеральная с у/с 2,7/3,5 мм, правая/левая, 3 отверстия, 5 отверстий, 7 отверстий, 9 отверстий.
- 4.45. Пластина дистальная мышечковая для бедра с у/с 5,0 мм, правая/левая, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий.
- 4.46. Пластина опорная мышечковая для голени с у/с 5,0 мм, правая/левая, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий.
- 4.47. Пластина передняя для артродеза голеностопного сустава с у/с 3,5 мм, правая/левая, 3 отверстия, 5 отверстий.
- 4.48. Пластина переднезадняя для артродеза голеностопного сустава с у/с 3,5 мм, правая/левая, 5 отверстий.
- 4.49. Пластина для проксимального отдела большеберцовой кости медиальная с у/с 3,5 мм, правая/левая, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий.
- 4.50. Пластина для проксимального отдела большеберцовой кости латеральная с у/с 3,5 мм,

правая/левая, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий.

4.51. Пластина для ключицы крючковидная с у/с, 3,5 мм, высота крючка 15 мм, 18 мм, правая/левая, 5 отверстий.

4.52. Пластина для ключицы крючковидная с у/с 3,5 мм, тип 2, средняя/большая, правая/левая, 4 отверстия, 5 отверстий, 6 отверстий.

4.53. Пластина для ключицы передневерхняя с у/с 3,5 мм, правая/левая, 6 отверстий, 7 отверстий, 8 отверстий.

4.54. Пластина для дистального отдела большеберцовой кости антеролатеральная с у/с 3,5 мм, правая/левая, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий.

4.55. Пластина тазовая изогнутая реконструктивная с у/с 3,5 мм, R 88 мм, нержавеющая сталь, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий.

4.56. Пластина тазовая изогнутая реконструктивная с у/с 3,5 мм, R 108 мм, нержавеющая сталь, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий.

4.57. Пластина тазовая, J-образная, реконструктивная с у/с 3,5 мм, правая/левая, нержавеющая сталь, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий.

4.58. Пластина тазовая прямая реконструктивная с у/с 3,5 мм, нержавеющая сталь, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий, 14 отверстий, 16 отверстий, 18 отверстий, 20 отверстий.

4.59. Пластина для проксимального отдела локтевой кости с у/с 2,7/3,5 мм, правая/левая, 2 отверстия, 4 отверстия, 6 отверстий, 8 отверстий.

5. Стержень - не более 1000 шт., модели:

5.1. Стержень универсальный для большеберцовой кости, диаметр: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, длина: 270 мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм, 375 мм, 390 мм.

5.2. Стержень универсальный для большеберцовой кости канюлированный, диаметр: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, длина: 270 мм, 285 мм, 300 мм, 315 мм, 330 мм, 345 мм, 360 мм, 375 мм, 390 мм.

5.3. Стержень для плеча, диаметр: 6 мм, 7 мм, длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм.

5.4. Стержень для плеча, диаметр: 8 мм, 9 мм, длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм.

5.5. Стержень для плеча канюлированный, диаметр: 8 мм, 9 мм, длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм.

5.6. Стержень реконструктивный для плеча, диаметр: 8 мм, 9 мм, длина: 150 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм.

5.7. Стержень реконструктивный для плеча канюлированный, диаметр: 8 мм, 9 мм, длина: 150 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм.

5.8. Стержень эластичный титановый, диаметр: 2,0 мм, 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, длина 450 мм.

6. Винт блокирующий - не более 1000 шт., модели:

6.1. Винт блокирующий дистальный 3,5 мм, длина: 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм.

6.2. Винт блокирующий дистальный 5,0 мм, длина: 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм.

7. Винт компрессионный - не более 1000 шт., модели:

7.1. Винт компрессионный М7 .

7.2. Винт компрессионный М8.

8. Винт-заглушка - не более 1000 шт., модели:

8.1. Винт-заглушка М7, удлинение: 0 мм, 5 мм, 10 мм, 15 мм.

8.2. Винт-заглушка М8, удлинение: 0 мм, 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм.

8.3. Винт-заглушка М7.

8.4. Винт-заглушка М8.

8.5. Винт-заглушка 7,0 мм.

8.6. Винт-заглушка 9,0 мм.

9. Спица - не более 1000 шт., модели:

9.1. Спица перьевая, диаметр 1,2 мм, длина 150 мм.

9.2. Спица перьевая, диаметр 1,5 мм, длина: 250 мм, 300 мм.

9.3. Спица перьевая, диаметр: 1,8 мм, 2,0 мм, длина 400 мм.

9.4. Спица трехгранная, диаметр 1,2 мм, длина 150 мм.

9.5. Спица трехгранная, диаметр 1,5 мм, длина: 250 мм, 300 мм.

9.6. Спица трехгранная, диаметр: 1,8 мм, 2,0 мм, длина 400 мм.

9.7. Спица с упорной площадкой перьевая, диаметр 1,5 мм, длина 250 мм.

9.8. Спица с упорной площадкой перьевая, диаметр: 1,8 мм, 2,0 мм, длина 400 мм.

9.9. Спица с упорной площадкой трехгранная, диаметр 1,5 мм, длина 250 мм.

9.10. Спица с упорной площадкой трехгранная, диаметр: 1,8 мм, 2,0 мм, длина 400 мм.

9.11. Спица резьбовая, диаметр 2,0 мм, длина: 200 мм, 230 мм.

9.12. Спица резьбовая, диаметр 2,5 мм, длина: 230 мм, 350 мм.

9.13. Спица резьбовая, диаметр 3,0 мм, длина 300 мм.

II. Инструкция по применению (выдержка) - 1 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ +";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 142290, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРПУХОВ, Г

ПУЩИНО, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 8/1, ПОМЕЩ. 20;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 142290, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. СЕРПУХОВ, Г ПУЩИНО, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 8/1, ПОМЕЩ. 20;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 32.50.22.127;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначено для фиксации, коррекции и стабилизации костей конечностей с целью восстановления нарушенных или утраченных физиологических функций.;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 333140;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ЗДОРОВЬЕ +", 142290, Московская область, г.о. Серпухов, г. Пущино, ул. Строителей, д. 8/1;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
333140	Имплантаты для остеосинтеза по ТУ 32.50.22-009-05911137-2024 – не более 1000 шт./уп., в составе

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11